

Hygiene

Generelle Regelungen zur Hygiene

Dokumentation und Durchführung der Desinfektion in der HLW Ausbildung

Der Kontakt mit Speichel oder Körpersekreten anderer Kursteilnehmer muss immer ausgeschlossen sein.

Zu Beginn eines Lehrgangs erhält jede/e Teilnehmer/in eine eigene (frisch desinfizierte) Gesichtsmaske. Es wird pro Kurs nur eine komplette Charge (s.u.) verwendet.

Bei Puppen der Fa. Ambu erhält jeder TN einen eigenen Einmalluftweg, der (bei kontinuierlicher zweitägiger Ausbildung) am Ende des Lehrganges entsorgt wird. Bei über mehrere Wochen dauernden (aufgeteilten) Ausbildungen ist jeweils ein neuer Luftweg auszugeben.

Bei Puppen der Fa. Laerdal mit Auslassventil wird zu Beginn jedes Kurstages ein neuer Luftweg eingesetzt und am Ende des Tages entsorgt.

Am Ende des Kurses wird die HLW Übungspuppe oberflächlich mit Desinfektionsmittel gereinigt.

Markierung der Übungsmasken

Alle zum Einsatz kommenden HLW Übungsmasken werden mittels eines farbigen Kabelbinders markiert.

Jeweils 20 Stk. der Masken eines Herstellers (Laerdal oder Ambu) werden mit derselben Farbe (gelb, grün, rot, blau, grau, schwarz, weiß) i.S. eine **Charge** markiert.

Lagerung der Masken

Gelagert werden die HLW Übungsmaske einer Charge in entsprechend farblich gekennzeichneten ebenfalls desinfizierbaren Plastikkisten. Die Plastikkisten werden unmittelbar vor Wiederbefüllung mit gereinigten Masken ebenfalls desinfiziert.

Kisten, die gereinigte und saubere Masken enthalten, werden mit einem Kabelbinder / Klebestreifen verschlossen, der zu Kursbeginn geöffnet wird. Hierdurch ist jedem Ausbilder ersichtlich, dass es sich um gereinigte Masken handelt.

Umgang mit benutzten Masken

Benutzte Masken werden in einer grünen Plastikkiste (alternativ Plastikbeutel) am Kursende (s.o.) eingesammelt und gelagert und werden nicht wieder in die ursprüngliche Kiste zurückgelegt. Auch werden alle nicht benutzten Masken derselben Charge in diese grüne Kiste gegeben.

Lagerungskennzeichnung

Blaue oder transparente Plastikkiste mit Kabelbinder / Klebestreifen verschlossen

→ saubere Masken

Grüne Plastikkiste (alternativ Plastikbeutel)

→ benutzte Masken

Dokumentation der Hygienekette

Die erfolgte Desinfektion der HLW Masken, sowie das einräumen der desinfizierten Masken wird auf anhängendem Formular dokumentiert.

Zu Kursbeginn wird die verwendete Maskencharge auf dem Dokumentationsblatt des Kurses (unten rechts), sowie das vorausgehende (!) Desinfektionsdatum vermerkt.

Es sind nur Masken aus Kisten einzusetzen, die mit einem Kabelbinder / Klebestreifen verschlossen sind.

Desinfektion mit Perform®

Persönliche Sicherheit

Ablauf der Desinfektion

Desinfektion von HLW Masken mit Perform® Desinfektionsmittel

1. Gefahrstoffhinweise des Desinfektionsmittels beachten.
2. Schutzhandschuhe aus Nitril oder Kautschuk tragen (Latexhandschuhe erfüllen nicht die geforderte Dichtigkeit und können auch bei den Masken zu Verfärbungen führen).
3. Schutzbrille tragen!!!
4. Bei Ambu – Masken: Plastikgebiss herausnehmen
Bei Laerdal-Masken: Adapter innen herausnehmen
5. Reinigung größerer Verunreinigungen mit Mullstoff oder Papierhandtüchern (z.B. Lippenstift)
ggf. Vorreinigung mit Schwamm od. Bürste
6. Vorbereitung der Desinfektionslösung:
2 Btl. Perform-Pulver (40g) auf 8 Liter (handwarmes) Wasser:
-> ergibt 1%ige Lösung
7. Masken und Plastikteile für min. 30 Minuten einlegen
8. Nach 30 Minuten: Lösung verwerfen und Masken und Adapter / Gebiss mit reichlich klarem Wasser nachspülen
9. Auf sauberem Tuch trocknen lassen.
10. Masken / Adapter / Gebiss einlagern. Zusammenbau erfolgt durch den jeweiligen Teilnehmer.
11. Dokumentation der erfolgten Desinfektion auf dem Desinfektionsnachweis.

Desinfektion mit Teta Q®

Persönliche Sicherheit

Ablauf der Desinfektion

Desinfektion von HLW Masken mit Teta Q® Desinfektionsmittel

1. Gefahrstoffhinweise des Desinfektionsmittels beachten.
2. Schutzhandschuhe aus Nitril oder Kautschuk tragen (Latexhandschuhe erfüllen nicht die geforderte Dichtigkeit und können auch bei den Masken zu Verfärbungen führen).
3. Schutzbrille tragen!!!
4. Bei Ambu – Masken: Plastikgebiss herausnehmen
Bei Laerdal-Masken: Adapter innen herausnehmen
5. Reinigung gröberer Verunreinigungen mit Mullstoff oder Papierhandtüchern (z.B. Lippenstift)
ggf. Vorreinigung mit Schwamm od. Bürste
6. Vorbereitung der Desinfektionslösung:
1%ige Teta Q® Lösung vorbereiten
7. Masken und Plastikteile für min. 60 Minuten einlegen
8. Nach 60 Minuten: Lösung verwerfen und Masken und Adapter / Gebiss mit reichlich klarem Wasser nachspülen
9. Auf sauberem Tuch trocknen lassen.
10. Masken / Adapter / Gebiss einlagern. Zusammenbau erfolgt durch den jeweiligen Teilnehmer.
11. Dokumentation der erfolgten Desinfektion auf dem Desinfektionsnachweis.



Desinfektionsnachweis

Desinfektion HLW - Übungsmasken / Med. Übungsmaterial

Datum	Bezeichnung	Maskencharge	Desinfektionsmittel und Konzentration	Einwirkzeit	Ausführender / Unterschrift